

D Gebrauchsinformation

Produktname: FFP2 NR Filtrierende Halbmaske zum Schutz gegen Partikeln

Modell: 672062

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln verwenden Filter, um Verunreinigungen aus der eingeatmeten Luft zu entfernen und vor Partikeln zu schützen, außer zu Fluchtzwecken.

Warnhinweise:

- Wählen Sie den Atemschutzgerätetyp aus und bestimmen Sie die Eignung des Atemschutzgerätes entsprechend der vorgesehenen Verwendung.
- Die Atemschutzmaske muss entsorgt werden, wenn sie beschädigt ist, schwer mit ihr zu atmen ist oder sie durch Körperflüssigkeiten verschmutzt ist.
- Diese Atemschutzmaske ist ein Einwegprodukt, das nicht wiederverwendet oder für mehr als eine Schicht verwendet werden darf.
- Überprüfen Sie die Atemschutzmaske vor dem Gebrauch. Stellen Sie sicher, dass die Atemschutzmaske keine beschädigten Ohrschlaufen, Löcher oder andere Schäden aufweist. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, verwenden Sie sie bitte nicht und ersetzen Sie sie sofort durch eine Neue.
- Die Wirksamkeit der Atemschutzmaske wird verringert, wenn Gesichtsbearhaung oder Bart unter die Gesichtsdichtung gelangen.
- Die Atemschutzmaske darf nur in der vorgesehenen Umgebung verwendet werden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Gesundheitsschäden oder einer Verringerung der Wirksamkeit führen.
- Die Atemschutzmaske kann nicht den vorgesehenen Schutz bieten, wenn sie nicht richtig angelegt oder beschädigt ist.
- Verändern oder modifizieren Sie die Atemschutzmaske in keiner Weise.
- Diese Atemschutzmaske liefert keinen Sauerstoff. Verwenden Sie sie nur in ausreichend belüfteten Bereichen, die genügend Sauerstoff für die Lebenserhaltung enthalten.
- Die Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 3 Jahren. Nach Ablauf des Verfallsdatums darf die Atemschutzmaske nicht mehr verwendet werden.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Lagerung:

- Unbenutzte Masken müssen in einer gut belüfteten, trockenen und lichtgeschützten Umgebung gelagert werden. Halten Sie sie von Feuer, Schadstoffen und potenziellen Verschmutzungsquellen fern.
- Lagertemperatur: -20 bis 50°C und weniger als 80% relative Luftfeuchtigkeit.
- Bewahren Sie die Masken während des Transports in der Originalverpackung auf, um sie vor mechanischer Beschädigung und Verschmutzung zu schützen.

Verwendungsbeschränkungen:

Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Konzentration der Kontamination unmittelbar schädlich für Gesundheit oder Leben ist, auch nicht in einer explosiven Atmosphäre. NOBAPROTECT® kann angewendet werden, wenn ein Atemschutz nach EN149:2001+A1:2009 vorgeschrieben ist. Die Maske ist nicht für andere Zwecke als die beschriebenen bestimmt und darf in diesen Fällen auch nicht verwendet werden. Gebrauchen Sie das Produkt nicht außerhalb des Bereiches der vorgesehenen Nutzung. Dieses Produkt kann das Risiko einer Ansteckung oder Infektion nicht eliminieren.

Die Atemschutzmaske entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 und ist konform mit EN 149:2001+ A1:2009.

Anlegetechnik:

- Nehmen Sie die Atemschutzmaske heraus und ziehen sie die verstellbaren Schnallen mit einem Draht oder einem anderen kleinen Hilfsmittel über die Ohrschlaufen.
- Legen sie die Atemschutzmaske so über das Gesicht, dass die Nasenklemme wie dargestellt nach oben zeigt. Positionieren sie beide Ohrschlaufen hinter ihren Ohren und stellen Sie sicher, dass der untere Kinnbereich bedeckt ist.
- Drücken sie die Nasenklemme an die Form ihrer Nase an, um sicherzustellen, dass sie bequem an Ihrem Gesicht anliegt.
- Stellen sie die Atemschutzmaske mit der verstellbaren Schnalle in die richtige Position und stellen Sie sicher, dass sie nicht undicht ist.
- Um den Sitz zu prüfen, legen sie beide Hände über die Atemschutzmaske und atmen sie kräftig ein. Es sollte ein Unterdruck in der Atemschutzmaske spürbar sein. Wenn Luft am Rand austritt, positionieren Sie die Atemschutzmaske neu, damit sie besser sitzt.

Hersteller: NOBAMED Paul Danz AG Höltkenstrasse 1-5 D-58300 Wetter www.nobamed.com	Bennante Stelle: 2797 BSI Group The Netherlands B.V. Address: Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam The Netherlands
 Herstellungsdatum Verfalldatum NR Nicht für mehr als eine Schicht zu verwenden Siehe Angaben des Herstellers	 Einmaliger Gebrauch Begrenzung der Luftfeuchtigkeit Temperaturbegrenzung Trocken halten

Stand der Information: Mai 2021

GB Instructions for use

Product Name: FFP2 NR Particulate Respirators

Model: 672062

Intended Use:

Filtering half masks, as RPE, use filters to remove contaminants from the air being breathed in, and to protect against particles except for escape purposes.

Warning:

- Select the respirator type and determine the suitability of the respirator according to the intended use.
- The respirator shall be abandoned when it is broken, becomes difficult to breathe, or polluted by body fluids.
- This respirator is disposable, do not reuse or use for more than one shift.
- Check the respirator before use. Make sure there are no broken earloops, no holes or other damages on the respirator. If any damage detected, please do not use and replace with a new one immediately.
- The effectiveness will be reduced if facial hair or beard passes under the face seal.
- The respirator should only be used in intended environment. Failure to follow the instruction may cause harm to health or reduce the effectiveness.
- The respirator cannot provide intended protection if the mask is not correctly donned or is damaged.
- Never alter or modify this respirator in any way.
- This respirator does not supply oxygen. Use only in adequately ventilated areas containing sufficient oxygen to support life.
- The respirator has a shelf-life of 3 years. After the expiry date the respirator must no longer be used.
- Do not use in explosive atmospheres.

Storage:

- The unused masks need to be stored in the environment that is well ventilated, dry and away from light. Keep away from fire, pollutants and potential source of pollution.
- Storage temperature: -20 to 50 °C and less than 80% relative humidity.
- Keep the masks in original packaging boxes during transportation to protect against mechanical damage and contamination.

Limitations of Use:

Do not use when concentrations of contaminants are immediately dangerous to health or life. Do not use this product in an explosive atmosphere. NOBAPROTECT® may be used when a breathing protection according to EN149: 2001+A1: 2009 is required. The mask is not intended for purposes other than described and may not be used in these cases. This product cannot eliminate the risk of contagion or infection.

The respirator complies with Regulation (EU) 2016/425, and conforms with EN 149:2001+ A1:2009.

Application Instruction:

- Take out the respirator and pull on the adjustable buckle with wire or other small gadget.
- Place respirator over face with the nose clamp sitting upward as shown. Position both Earloops behind your ears, making sure your lower chin is covered.
- Hold the nose clamp to the shape of your nose to ensure it fits your face comfortably.
- Adjust the respirator with adjustable buckle to a proper position and ensure there is no leakage.
- To test fit: cup both hands over the respirator and inhale vigorously, a negative pressure should be felt inside the respirator. If air leaks at the edge, reposition the respirator for better fit.

Manufacturer: NOBAMED Paul Danz AG Höltkenstrasse 1-5 D-58300 Wetter www.nobamed.com	Notified Body: 2797 BSI Group The Netherlands B.V. Address: Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam The Netherlands
 Manufacturing date Expiry date NR Not to be used for more than one shift See information supplied by the manufacturer	 Single use Humidity Limitation Temperature Limit Keep Dry

Date of Information: May 2021

NL Gebruiksaanformatie

Productnaam: FFP2 NR mondmasker met partikelfilter

Model: 672062

Beoogd gebruik:

Mondmaskers met partikelfilter gebruiken filters om verontreinigingen uit de ingeademde lucht te verwijderen en te beschermen tegen deeltjes, behalve voor vluchtdoeleinden.

Waarschuwingen:

- Kies het type mondmasker en bepaal de geschiktheid van het mondmasker voor de voorziene toepassing.
- Het mondmasker moet worden afgevoerd, wanneer het beschadigd is, het moeilijk is om ermee te ademen of wanneer het verontreinigd door lichaamsvloeistoffen.
- Dit mondmasker is een wegwerpproduct dat niet mag worden hergebruikt of voor meer dan een ploegendienst mag worden gebruikt.
- Controleer het mondmasker alvorens het te gebruiken. Controleer dat het mondmasker geen beschadigde oorelastieken, gaten of andere schade vertoont. Gebruik het mondmasker niet en vervang het onmiddellijk door een nieuw, wanneer u een beschadiging vaststelt.
- De doeltreffendheid van het mondmasker neemt af, wanneer er gezichtsbeharing of een baard onder de gezichtsafdichting terechtkomt.
- Het mondmasker mag alleen in de voorziene omgeving worden gebruikt. Niet-inachtneming van de instructies kan leiden tot gezondheidsschade of een afname van de doeltreffendheid.
- Het mondmasker kan niet de voorziene bescherming bieden, wanneer het niet correct opgezet of beschadigd is.
- Verander of modificeer het mondmasker op geen enkele wijze.
- Dit mondmasker geeft geen zuurstof. Gebruik het uitsluitend in voldoende geventileerde omgevingen die voldoende zuurstof bevatten voor de ademhaling.
- Het mondmasker heeft een houdbaarheid van 3 jaar. Na het verstrijken van de vervaldatum mag het mondmasker niet langer worden gebruikt.
- Niet gebruiken in explosieve atmosferen.

Opslag:

- The de ongebruikte maskers moeten in het milieu worden opgeslagen dat goed geventileerd, droog en weg van licht is. Blijf van brand, verontreinigende stoffen en potentiële bron van verontreiniging weg.
- Opslagtemperatuur: -20 tot 50°C en minder dan 80% relatieve vochtigheid.
- Bewaar de maskers in de originele verpakkingendozen tijdens het transport ter bescherming tegen mechanische schade en verontreiniging.

Gebruiksbeperkingen:

Gebruik het product niet, wanneer de concentratie van de contaminatie rechtstreeks schadelijk is voor de gezondheid of het leven en gebruik het ook niet in een explosieve atmosfeer. NOBAPROTECT® kan worden gebruikt, wanneer een adembescherming overeenkomstig EN149: 2001+A1 : 2009 voorgeschreven is. Het masker is niet bestemd voor andere dan de beschreven doeleinden en mag in deze gevallen ook niet worden gebruikt. Dit product kan het risico van een besmettelijke ziekte of infectie niet elimineren.

Het mondmasker voldoet aan de verordening (EU) 2016/425 en is conform met de norm EN 149:2001+ A1:2009.

Techniek voor het opzetten:

- Neem het mondmasker uit de verpakking en trek de verstelbare gespen met een draad of ander klein hulpmiddel over de oorelastieken.
- Zet het mondmasker zo op het gezicht dat de neusklem zoals weergegeven naar boven is gericht. Breng beide oorelastieken aan achter uw oren en zorg dat het onderste gedeelte van de kin is bedekt.
- Druk de neusklem aan rond uw neus om te verzekeren dat ze comfortabel aansluit op uw gezicht.
- Plaats het mondmasker met de verstelbare gesp in de juiste positie en zorg dat het goed afsluit.
- Om te controleren of het mondmasker correct zit, legt u beide handen over het mondmasker en ademt u diep in. Er moet een onderdruk merkbaar zijn in het mondmasker. Als er lucht ontsnapt aan de rand, positioneert u het mondmasker opnieuw zodat het beter zit.

Fabrikant: NOBAMED Paul Danz AG Höltkenstrasse 1-5 D-58300 Wetter www.nobamed.com	Aangemele instantie: 2797 BSI Group The Netherlands B.V. Address: Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam The Netherlands
 Productiedatum Vervaldatum NR Niet langer dan een ploegendienst dragen Zie informatie van de fabrikant	 Eenmalig gebruik Begrenzing van de luchtvochtigheid Temperatuurbegrenzing Droog houden

Stand van informatie: Mei 2021

DK Brugsanvisning

Produktnavn: FFP2 NR Filtrerende halvmaske til beskyttelse mod partikler

Model: 672062

Anvendelse i henhold til formål:

Filtrerende halvmasker til beskyttelse mod partikler anvender filtre til fjernelse af forureninger fra indåndingsluft, dog ikke ved flugtudstyr.

Advarsler:

- Vælg åndedrætsværnets type, og undersøg, om det valgte åndedrætsværn er egnet til den påtænkte anvendelse.
- Åndedrætsværnet skal kasseres, hvis det er beskadiget, hvis det er vanskeligt at trække vejret med det, eller det er blevet tilsmudset af legemsvæsker.
- Dette åndedrætsværn er et engangsprodukt, som ikke må genanvendes, og som ikke må anvendes i mere end ét arbejds-skift.
- Kontroller åndedrætsværnet inden brugen. Kontroller, at åndedrætsværnets ørestropper ikke er beskadiget, og at det ikke har huller eller andre beskadigelser. Hvis der konstateres beskadigelser, må masken ikke anvendes og skal straks udskiftes med en ny.
- Åndedrætsværnets effektivitet forringes, hvis hår eller skæg befinder sig under ansigtstætningen.
- Åndedrætsværnet må kun anvendes i de omgivelser, som det er beregnet til. Tilslidesættelse af anvisningerne kan medføre sundhedsskader eller nedsætte maskens effektivitet.
- Åndedrætsværnet yder ikke beskyttelse efter formålet, hvis det ikke er anbragt korrekt eller er beskadiget.
- Åndedrætsværnet må ikke på nogen måde ændres eller modificeres.
- Dette åndedrætsværn forsyner ikke med ilt. Anvend kun masken på tilstrækkeligt ventilerede steder, hvor luftens iltindhold sikrer overlevelse.
- Åndedrætsværnet har en holdbarhed på 3 år. Efter udløbsdatoen må ånde drætsværnet ikke anvendes.
- Må ikke anvendes i eksplosive atmosfærer.

Opbevaring:

- De ubrugte masker skal opbevares i et miljø, der er godt ventileret, tørt og væk fra lys. Holdes væk fra ild, forurenende stoffer og potentielle forureningskilder.
- Opbevaringstemperatur: -20 til 50°C og mindre end 80% relativ luftfugtighed.
- Opbevar maskerne i de originale emballagekasser under transport for at beskytte mod mekaniske skader og forurening.

Begrænsninger for anvendelse:

Åndedrætsværnet må ikke bruges, hvor koncentrationen af forurenende stoffer er umiddelbart farligt for sundhed eller liv. Dette produkt må ikke anvendes i eksplosive atmosfære. NOBAPROTECT® kan anvendes, hvis andebeskyttelsen er foreskrevet efter EN149: 2001+A1: 2009. Masken er ikke bestemt til andre formal end de beskrevne og må i disse tilfælde heller ikke anvendes. Dette produkt kan ikke eliminere risikoen for en smitte eller en infektion.

Åndedrætsværnet opfylder EU-direktiv 2016/425 og stemmer overens med EN 149:2001+ A1:2009.

Anbringelse:

- Tag åndedrætsværnet ud, og træk de indstillelige spænder over ørestropperne ved hjælp af en metaltråd eller et andet lille hjælpemiddel.
- Placer åndedrætsværnet på ansigtet, så næseklemmen vender opad, som vist. Anbring begge ørestropper bag ørerne, og kontroller, at området omkring hagen er dækket.
- Tryk næseklemmen til efter næsens form, så masken ligger komfortabelt an mod ansigtet.
- Indstil åndedrætsværnet til den rigtige position ved hjælp af de indstillelige spænder, og kontroller, at masken ikke er utæt.
- Kontrol af korrekt position: Læg begge hænder over masken, og foretag en kraftig indånding. Der skal kunne mærkes et undertryk i åndedrætsværnet. Hvis der trænger luft ud langs kanten, skal maskens placering ændres, så den sidder bedre.

Producent: NOBAMED Paul Danz AG Höltkenstrasse 1-5 D-58300 Wetter www.nobamed.com	Bemyndiget organ: 2797 BSI Group The Netherlands B.V. Address: Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam The Netherlands
 Fremstillingsdato Udløbsdato NR Kun til anvendelse i ét arbejds-skift Se producentens oplysninger	 Engangsbrug Begrænsning for luftfugtighed Temperaturbegrænsning Opbevares tørt

Informationsstand: Maj 2021

F Guide d'utilisation

Nom du produit : Demi-masque à filtration NR FFP2 comme protection contre les particules

Modèles : 672062

Utilisation conforme :

Les demi-masques à filtration de protection contre les particules utilisent des filtres pour éliminer les impuretés de l'air respiré et pour protéger contre les particules, sauf en cas de fuite.

Attention :

- Choisissez le dispositif de protection respiratoire et déterminez l'adéquation du dispositif de protection respiratoire en fonction de l'utilisation prévue.
- Le masque respiratoire doit être éliminé s'il est abîmé, s'il est difficile de respirer avec ou s'il est sali par des liquides corporels.
- Ce masque respiratoire est un produit à usage unique qui ne doit pas être réutilisé ou ne doit pas être utilisé pendant plus d'une journée de travail.
- Contrôlez le masque respiratoire avant de l'utiliser. Assurez-vous que le masque respiratoire ne présente pas d'élastiques abîmés, de trous ou d'autres dommages. Si vous constatez un dommage, n'utilisez pas ce masque et remplacez-le immédiatement par un neuf.
- L'efficacité du masque respiratoire peut être diminuée si vous avez des poils au visage ou une barbe sous la protection du visage.
- Le masque respiratoire ne doit être utilisé que dans l'environnement prévu. Le non-respect de ces consignes peut porter atteinte à votre santé ou entraîner une diminution de l'efficacité.
- Le masque respiratoire ne peut pas offrir sa protection prévue s'il est mal mis ou endommagé.
- N'altérez ou ne modifiez jamais le masque respiratoire de quelque manière que ce soit.
- Ce masque respiratoire ne fournit pas d'oxygène. Ne l'utilisez que dans des endroits suffisamment ventilés et contenant suffisamment d'oxygène pour pouvoir respirer.
- Le masque respiratoire se conserve 3 ans. Après l'expiration de la date de péremption, le masque respiratoire ne doit plus être utilisé.
- Ne pas utiliser dans des atmosphères explosives.

Stockage :

- Les masques non utilisés doivent être stockés dans un environnement bien ventilé, sec et à l'abri de la lumière. Tenir à l'écart du feu, des polluants et des sources potentielles de pollution.
- Température de stockage : -20 à 50°C et moins de 80% d'humidité relative.
- Conservez les masques dans les boîtes d'emballage d'origine pendant le transport afin de les protéger contre les dommages mécaniques et la contamination.

Limitations d'utilisation :

Ne l'utilisez pas lorsque les concentrations de contaminants sont directement dangereuses pour la sante ou la vie. N'utilisez pas ce produit dans une atmosphère explosive. NOBAPROTECT® peut être utilisé quand une protection respiratoire selon la norme EN149: 2001+A1:2009 est prescrite. Le masque n'est pas destiné a d'autres utilisations que celles qui sont decrites et il ne faut pas l'utiliser non plus dans ces autres cas. Ce produit ne peut pas reduire a neant le risque de contagion ou d'infection.

Le masque respiratoire est conforme au règlement (UE) 2016/425 et à la norme EN 149:2001+ A1:2009.

Technique d'application :

- Sortez le masque respiratoire et tirez les boucles réglables avec un fil ou un autre petit moyen derrière les oreilles.
- Placez le masque respiratoire sur le visage de manière à ce que la barrette nasale soit située vers le haut comme représenté. Placez les deux élastiques derrière les oreilles et assurez-vous que la partie inférieure au niveau du menton est couverte.
- Appuyez sur la barrette nasale pour quelle prenne la forme de votre nez et vous assurer qu'elle s'adapte agréablement à votre visage.
- Placez le masque respiratoire dans la bonne position avec l'élastique réglable et assurez-vous qu'il ne soit pas perméable.
- Pour vérifier l'ajustement, placez vos deux mains sur le masque et expirez vigoureusement. Vous devriez sentir une dépression dans le masque respiratoire. Si l'air fuit sur le pourtour, repositionnez le masque respiratoire pour mieux l'ajuster.

Manufacturer : NOBAMED Paul Danz AG Höltkenstrasse 1-5 D-58300 Wetter www.nobamed.com	Organisme notifié : 2797 BSI Group The Netherlands B.V. Address: Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam The Netherlands
 Date de fabrication Date de péremption NR Ne pas utiliser plus longtemps que la durée de travail d'une équipe Voir les indications du fabricant	 Usage unique Limitation de l'humidité Limitation de température Conserver au sec

Date de l'information : Mai 2021

I Informazioni per l'uso

Nome del prodotto: Semimaschera filtrante FFP2 NR per la protezione contro le particelle

Modello: 672062

Uso previsto:

Le semimaschere filtranti antiparticolato ricorrono a filtri in grado di ripulire l'aria respirata da contaminanti e proteggere le vie respiratorie contro le particelle. Non utilizzare a scopi di fuga.

Avvertenze:

- Selezionare il tipo di respiratore facciale e verificare l'idoneità del respiratore facciale scelto in funzione dell'uso previsto.
- Il respiratore facciale va eliminato qualora danneggiato, se rende la respirazione più difficile o è contaminato da fluidi corporei.
- Questo respiratore facciale è un dispositivo monouso, che non può essere riutilizzato o adoperato per più di un turno di lavoro.
- Controllare il respiratore facciale prima dell'uso. Assicurarsi che i passanti per le orecchie non siano danneggiati e la maschera non presenti lacerazioni o altri difetti. Se il respiratore facciale non è integro, non utilizzarlo e sostituirlo immediatamente con un nuovo dispositivo.
- L'efficacia è compromessa se, a respiratore indossato, la barba o altra peluria faciale si trova sotto i bordi di tenuta del dispositivo.
- Il respiratore facciale va utilizzato esclusivamente nell'ambiente previsto. La mancata osservanza delle indicazioni per l'uso può causare danni alla salute o comportare una riduzione dell'efficacia del dispositivo.
- Il respiratore facciale non è in grado di assicurare la protezione prevista se non viene indossato correttamente o è danneggiato.
- Non alterare o modificare in alcun modo il dispositivo.
- Questo respiratore facciale non fornisce ossigeno. Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti adeguatamente ventilati che contengano ossigeno sufficiente a sostenere la vita.
- Il respiratore facciale ha una scadenza pari a tre anni. Trascorsa la data di scadenza, il dispositivo non va più utilizzato.
- Non utilizzare in atmosfere esplosive.

Conservazione:

- The inutilizzate devono essere immagazzinate nell'ambiente che è ben ventilato, asciutto e lontano dalla luce. Tenere lontano da fuoco, inquinanti e potenziale fonte di inquinamento.
- Temperatura di stoccaggio: da -20 a 50°C e meno dell'80% di umidità relativa.
- Tenere le maschere in scatole di imballaggio originale durante il trasporto per proteggere da danni meccanici e contaminazione.

Limitazioni d'uso:

Non utilizzare il dispositivo se le concentrazioni del contaminante sono pericolose per la salute o la vita ne in atmosfere esplosive. NOBAPROTECT® può essere utilizzato se la protezione individuale delle vie respiratorie è prescritta secondo EN149: 2001+A1:2009. La maschera non è destinata ad altri scopi da quelli descritti e non deve essere applicata nemmeno in questi casi. Questo prodotto non può eliminare il rischio di un contagio o infezione.

Il respiratore facciale risponde al (Reg. (UE) 2016/425 nonché ai requisiti della norma UNI EN 149:2001+ A1:2009.

Come indossare il respiratore facciale:

- Estrarre il respiratore facciale e tirare le fibbie regolabili sui passanti per le orecchie con l'aiuto di un fil di ferro o di un altro piccolo utensile.
- Posizionare la maschera sul volto con lo stringinaso rivolto verso l'alto, come indicato in figura. Collocare entrambi i passanti dietro le orecchie e accertarsi che il mento e la regione circostante siano coperti.
- Premere lo stringinaso fino ad adattarlo perfettamente alla forma del naso e accertarsi che la maschera aderisca comodamente al volto.
- Regolare la posizione della maschera utilizzando le fibbie e assicurarsi che la tensione sia idonea a garantire una buona tenuta.
- Per verificare la tenuta, coprire il respiratore facciale con le due mani a conchiglia ed espirare energicamente. Si dovrebbe percepire una pressione positiva all'interno del respiratore. Se si avverte una perdita in corrispondenza dei bordi, riposizionare il respiratore facciale fino a ottenere una migliore tenuta sul volto.

Fabricant: NOBAMED Paul Danz AG Höltkenstrasse 1-5 D-58300 Wetter www.nobamed.com	Organsimo notificato: 2797 BSI Group The Netherlands B.V. Address: Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam The Netherlands
 Data di produzione Data di scadenza NR Non utilizzare per più di un turno di lavoro Vedi indicazioni del produttore	 Monouso Limite di umidità Limite di temperatura Tenere asciutto

Stato delle informazioni: Maggio 2021

