



Kenmerken

- Draadloze verbinding
- Ambu's uniek, hygiënisch systeem
- De borstkas stijfheid is variabel
- Luchtweg opent slechts wanneer het hoofd op de juiste wijze achterover gebracht is
- Realistische kinlift
- Optillen van onderkaak is mogelijk (Jaw thrust)
- PC compatibel
- Draagtas tevens oefenmat

Ambu[®] Man W + I

De Ambu Man is een oefenpop van volwassen afmetingen, die een uitzonderlijk levensechte voorstelling van de menselijke anatomie biedt, in het bijzonder de kenmerken die belangrijk zijn voor het oefenen van moderne reanimatietechnieken.

Realistische scenario's

De Ambu Man W (Wireless, Draadloos) heeft geen kabels of draden nodig. Dit betekent dat de Ambu Man kan worden geplaatst in een realistische omgeving, weg van computers en andere elektrische apparaten. Dit heeft een grote invloed op de mate van vrijheid tijdens de training en doordat er geen draden of kabels rondslingeren, geeft dit alle vrijheid voor realistische scenario's.

Laag risico van kruisinfectie

De Ambu Man bevat een uniek, gepatenteerd hygiënisch systeem, waarbij alle cursisten een eigen gelaatsmasker en luchtzakje krijgen, om het risico van kruisinfectie tussen leerlingen die dezelfde oefenpop gebruiken, tot een minimum te beperken. Het hygiënisch systeem beschikt ook over realistische uitademing van de Ambu Man door de mond en neus

Mechanisch controle-instrument

Versie W:

De Ambu Man W modellen zijn uitgerust met een mechanisch controle-instrument evenals digitale sensoren. Beide geven de effectiviteit van de reanimatie weer. Het toont ook de resultaten van het ventilatievolume, de borstcompressie diepte in mm, het opblazen van de maag en een onjuiste handpositie. Ambu Man W modellen kunnen worden aangesloten op een computer via USB of WiFi, gebruik makend van de Ambu CPR-Software voor een meer gedetailleerde weergaven van de uitgevoerde reanimatie.

Versie I:

De Ambu Man I (Instrument) modellen zijn uitgerust met een mechanisch controle-instrument. Dit instrument toont de resultaten van het ventilatievolume, de borstcompressie diepte in mm, het opblazen van de maag en een onjuiste handpositie.

NIEUW

ACCESSOIRES

5 Gelaatsmaskers	234 000 703
100 Luchtzakjes	234 000 702
Armen	234 000 704
Armen, benen, joggingbroek en tas	234 000 706
Joggingjasje	234 000 790
Joggingbroek	234 000 792
Benen met broek	234 000 786
Draagtas	234 000 794

SPECIFICATIES

Gewicht: torso met draagtas	12 kg
Volledig lichaam met draagtas	17 kg
Totale lengte: torso	80 cm
Totale lengte: volledig lichaam	170 cm

BESTELINFORMATIE

AmbuMan Model I	A234 204 000
AmbuMan Model IF, volledig lichaam	A234 214 000
AmbuMan Model IA, met armen	A234 224 000
AmbuMan Model W, met CPR-software	A234 307 000
AmbuMan Model WF, volledig lichaam met CPR-software	A234 317 000
AmbuMan Model WA, met armen en CPR-software	A234 327 000

MATERIALEN

Basis Unit	Polyethyleen
Instrumenten Onderdeel	ABS Plastic
Hoofd	PVC, hard
Borst, gezicht	PVC, zacht



AmbuMan computer interface



Armen en benen voor de AmbuMan



Draagtas voor de AmbuMan

Ambu BV

Edisonstraat 16j
2809 PB Gouda
T 0182 - 52 60 60
F 0182 - 52 70 73
E info@ambu.nl
www.ambu.nl

Ambu BV

Drukpersstraat 4
1000 Brussel
T 02 227 27 37
F 02 218 31 41
E info@ambubel.be
www.ambubel.be

Manufacturer

Ambu A/S

DK-2750 Ballerup
www.ambu.com



Contains FCC ID U30-G2M5477