



eyeaid is een uniek en gebruikersvriendelijk oogspoelmiddel, dat het mogelijk maakt om binnen enkele seconden te starten met het spoelen van de ogen op een efficiënte en nauwkeurige en manier.



Wanneer er een oog ongeval plaatsvindt is snelle en eenvoudige toegang tot een oogspoelmiddel cruciaal.





Met eyeaid bent u slechts enkele seconden verwijderd van het redden van uw eigen gezichtsvermogen of dat van een collega.

Snel

Eenvoudig

Efficiënt



HELP CARE COMPANY ...your safety at work



eyeaid is ontwikkeld door in Denemarken in samenwerking met toonaangevende Deense specialisten in de plastic industrie, industrieel ontwerpers en oogspecialisten.

MISSIE

Het is onze missie om zowel leken als professionele hulpverleners slimme en praktische oplossingen te bieden om zodoende sneller, beter en veiliger hulp te kunnen verlenen.

VISIE

Onze innovatieve en intelligente oplossingen dienen mensen een gevoel van competentie te geven in geval van een noodsituatie.

Voor informatie over de dichtstbijzijnde dealer contact:

 **eyeaid**
...your safety at work



“TIJD” is de belangrijkste factor, als het gaat om het redden van uw gezichtsvermogen.

SNELLE EN EFFICIENTE EERSTE HULP

eyeaid heeft één hand bediening, eenvoudig en effectief in het gebruik. Om te starten met het spoelen van de ogen is slechts één enkele handeling nodig. De innovatieve en unieke oogopener garandeert het veilig en nauwkeurig spoelen van het oog.

De oogopener maakt het mogelijk het oog te openen zonder enig fysiek contact met het oog of de oogrand. Dat sluit het risico op kruisbesmetting door "vieze" vingers uit. eyeaid is het enige oogspoelmiddel dat ook met handschoenen aan kan worden bediend.

Bij ernstige verwondingen verzekert de lange en effectieve spoeltijd de veiligheid van het slachtoffer tijdens transport naar het ziekenhuis.

eyeaid is gebaseerd op een steriele Bag-in-Valve spuitbus oplossing die het spoelen van het oog met een gebalanceerde en constante broes garandeert. Iedere spuitbus bevat 250 ml. steriele zoutoplossing die het mogelijk maakt om chemische stoffen of andere niet lichaamseigen materialen minimaal 15 minuten lang uit het oog te spoelen.

De spuitbus oplossing geeft het slachtoffer de mogelijkheid het oog in iedere denkbare fysieke positie te spoelen.

De eyeaid wandhouder is duidelijk herkenbaar door de gebruikte kleuren en het unieke ontwerp. De wandhouder maakt snelle toegang tot de spuitbussen mogelijk en beschermt deze tegelijkertijd tegen vuil en stof. De innovatieve eyeaid oplossing en de lange spoeltijd geven u waar voor uw geld.

Patent no.: EP2525762

EYEAID - YOUR SAFETY AT WORK



- **ÉÉN HAND BEDIENING**
- **GEMAKKELIJK TE BEDIENEN, ZELFS MET HANDSCHOENEN**
- **SLECHTS ÉÉN HANDELING NODIG OM MET HET SPOELEN TE BEGINNEN**
- **SPOELT DE OGEN SNEL EN EFFICIENT**
- **VERZEKERD VAN MEER DAN 15 MINUTEN SPOELEN PER SPUITBUS (250 ML.)**
- **4-5 KEER MEER SPOELTIJD DAN MET BESTAANDE SPOELSYSTEMEN**
- **GROTE BEWEGINGSVRIJHEID TIJDENS SPOELEN**
- **VERZEKERD VAN OPTIMAAL ZICHT OP HET OOG TIJDENS HET SPOELEN**
- **HANDIG – MAKKELIJK TE BEDIENEN TIJDENS TRANSPORT**
- **MEER WAAR VOOR UW GELD**

PRODUCT PROGRAMMA

Ons algemene oogwasprogramma biedt een reeks oplossingen die vrijwel elke behoefte dekken.

